

## レセプトチェッカーACE Ver. 1.5.0 S180(build003) リリースノート

この文書は、レセプトチェッカーACE安定版Ver. 1.5.0 S180導入時の注意事項などについて記載しています。

レセプトチェッカーACEをご利用の際は必ず目を通していただくようお願いいたします。

また、これらの内容はユーザーのフィードバックを受けて更新されることがありますので、随時最新情報をご確認ください（最新情報は [https://receiptcheckera.jp/rn\\_install/](https://receiptcheckera.jp/rn_install/) でご確認ください）。

### 1. 導入についての注意事項

#### 1-1. アップデート適用環境について

レセプトチェッカーACE S180更新用Setup.exeを利用される場合は、更新用Setup.exeをダウンロードするためのインターネット環境が必要です。

#### 1-2. インストール方法


##### 【手動更新】

(1) 下記サイトより、S177 更新用 Setup.exe をダウンロードします。

レセプトチェッカーACE 最新版のダウンロードサイト

<https://receiptcheckera.jp/data/Ace/Setup.exe>

(2) ダウンロードした Setup.exe をダブルクリックで起動します。





上図の「ユーザーアカウント制御」画面が出たら、「はい(Y)」をクリックして進めます。

「いいえ(N)」をクリックすると終了します。


「レセプトチェッカーACE セットアップウィザードが開始します。」「レセプトチェッカーACE セットアップウィザードの開始」画面が表示されたら「次へ」をクリックします。

使用許諾契約書の同意についての確認画面が表示されます。スクロールすることで、最後までお読みいただけます。




「同意する」にチェックして「次へ」をクリックします。

「インストール(I)」をクリックします。




「インストール状況」が表示されます。



「レセプトチェッカーACE セットアップウイザードの完了」画面が表示されます。


「完了」をクリックして終了です。



(3) システムバージョンは Ver. 1.5.0 (build:003) になっています。



(4) システムバージョン以外のバージョン情報は、「システム Ver. 1.5.0 (build:003)」と表示されたボタンをクリックすると得ることができます。



## 2. 変更された主な内容

(1) 診療行為及び医薬品、傷病名、修飾語の追加があります。

更新された内容は下記を確認ください。

[https://receiptcheckera.jp/rn\\_install2/](https://receiptcheckera.jp/rn_install2/)

(2) WecORCAクラウドに対応しました。

具体的な設定方法は下記を参照ください。

[https://receiptcheckera.jp/Ace/MNL/WebORCA\\_Cloudm.pdf](https://receiptcheckera.jp/Ace/MNL/WebORCA_Cloudm.pdf)

※WebORCAクラウド版からの自動取り込み機能を有効にするには下記の証明書類が必要となります。

これら証明書類を設定するには認定サポート事業所様のサポートが必要となりますので、設定する場合は認定サポート事業所様へお問い合わせの上、ご対応ください。

認定サポート事業所様におかれましては、医療機関様よりお問い合わせがございましたら、ご対応のほどよろしくお願いいたします。

### 【設定に必要な証明書】

- ・クライアント証明書(clientXXX.crt)
- ・クライアント証明書秘密鍵(clientXX.pem)
- ・証明書パスワード(clientXX.pas)
- ・CA\_CERT(root.crt)

(3) レセプト抽出の「選定療養の対象医薬品を処方して特定の摘要欄コメントがない場合抽出する」において、医薬品毎にチェックするようにしました。また、入院は対象から外しました。